



Sobres de reactivo en polvo PhosVer[®] 3 para la determinación de fosfato, 5 ml, paquete de 100

Ref. producto:

220999

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Fosfato, Método Ácido Ascórbico. Para 5 mL de muestra.

Especificaciones

Método:	Ascorbic Acid
Número de tests:	100
Parámetro:	Phosphate
Plataforma:	Powder Pillows
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /pk