



Solución de Tiocianato de Mercurio (200 ml)

Ref. producto:

2212129

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Reactivos

Para la determinación colorimétrica de Cloro mediante el método de Tiocianato de Mercurio. Rango: 0,1 - 25,0 mg/l Cl.

Especificaciones

Método:	Tiocianato mercúrico
Número de tests:	100
Número del método:	8113
Parámetro:	Cloruro
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	200 mL

Accesorios requeridos

- Solución férrica (100 ml) (Item 2212242)