



Solución férrica (100 ml)

Ref. producto: 2212242
EUR Precio: Contáctenos
Disponible

Peligroso



Solución de reactivo para la determinación de cloruro colorimétrico, 0,1-25,0 mg/l Cl⁻.

Especificaciones

Método:	Tiocianato mercuríco
Número de tests:	100
Número del método:	8113
Parámetro:	Cloruro
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	100 mL

Accesorios requeridos

- Solución de Tiocianato de Mercurio (200 ml) (Item 2212129)