



Kit de pruebas de acidez, modelo AC-6

Ref. producto: 222301
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Por lo general, la acidez es provocada por la presencia de ácidos minerales, sales de ácidos fuertes o dióxido de carbono libre. En aguas superficiales o subterráneas, la acidez puede ser provocada por sustancias naturales o por la contaminación industrial. Los niveles desmedidos causan corrosión y pueden ser perjudiciales para los peces.

Utiliza la titulación por cuenta gotas, que es un método de titulación simple y económico.

El kit contiene todos los reactivos y aparatos requeridos en un maletín resistente para realizar análisis en campo.

Especificaciones

Incremento mínimo:	5
Método:	Drop count titration/ Sodium hydroxide
Modelo de Test Kit:	AC-6
Nota al pie:	*mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.
Número de tests:	100
Parámetro:	Acidity - Methyl-Orange (MO) & Phenolphthalein
Pasos de incremento mínimos:	20
Peso:	0.23 kg
Peso de envío:	1
Plataforma:	Valorador recuento de gotas
Rango de medición:	5 - 100 mg/L
Rango de medición (2):	20 - 400 mg/L CaCO ₃
Tpo de carcasa:	B

Contenido de la caja

Incluye tubo de medición de muestra, botella de mezcla, reactivos, instrucciones y caja de transporte.