



Test kit, cromo, modelo CH-14

Ref. producto: 222702
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

El cromo, utilizado mayormente como un inhibidor de corrosión en torres de refrigeración y en sistemas de refrigeración de motor, también se utiliza en acabado de superficie, curtido de piel y otras industrias. La forma más utilizada, el cromo hexavalente, es muy tóxica y se establecen límites estrictos en las descargas. Con el método de valoración por recuento de gotas para determinar el cromo (rango alto), este kit contiene 100 tests.

Utiliza valoración con cuentagotas: método de valoración sencillo y económico

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta funda de transporte para el análisis en el campo

Especificaciones

Incremento mínimo:	5
	50
Método:	Valoración por recuento de gotas/ tiosulfato
Modelo de Test Kit:	CH-14
Número de tests:	100
Parámetro:	Cromo, rango alto: como hexavalente Cr
Peso de envío:	2
Plataforma:	Valorador recuento de gotas
Rango de medición:	- Cr ⁶⁺
Rango de medición (2):	50 - 1000 mg/L Cr ⁶⁺
Tpo de carcasa:	D