



Kit de pruebas de cromo, modelo CH-12, disco de color de 0,1-1,5 mg/L, pruebas 50Cr6+50T

Ref. producto: 222800
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

El cromo, ampliamente usado como inhibidor de la corrosión en torres de refrigeración y sistemas de refrigeración de motores, también se utiliza en el acabado de superficies, el curtido de cuero y otras industrias. El cromo hexavalente, la forma más utilizada, es muy tóxico y existen límites estrictos establecidos para las descargas.

El juego contiene todos los reactivos necesarios y el equipo en una caja resistente que se puede transportar para el análisis en terreno o en el laboratorio

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.1
Método:	Color disc/ Diphenylcarbazide, Hypobromite oxidation
Modelo de Test Kit:	CH-12 ¹
Número de tests:	50
Parámetro:	Chromium, low range - As hexavalent & total Cr (trivalent by difference)
Peso de envío:	3
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 1.3 mg/L Cr
Tpo de carcasa:	F

Contenido de la caja

Incluye cuatro reactivos, cortadores, dos discos de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, botella, frasco, tubo cuentagotas, quemador y tapa, abrazadera del tubo de prueba, instrucciones y caja de transporte.