



Test kit para cloro, dureza, hierro y pH, modelo CN-39WR

Ref. producto: 223002
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



El test kit para cloro, dureza, hierro y pH combina el test de tratamiento de agua más conocido en un kit compacto. La USEPA acepta el test de cloro para el análisis de agua potable si se aprueba en cada uno de los países.

Incluye los parámetros de calidad del agua que se miden con más frecuencia en un test kit resistente

Métodos de valoración por recuento de gotas y disco de color económicos y fáciles de utilizar

Analiza el cloro (0 - 3,4 mg/L), la dureza (1 - 20 gpg), el hierro (0 - 4 mg/L), y el pH (4 - 10).

Especificaciones

Aplicación:	Calidad del agua
Número de tests:	100
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0-3,4 mg/l