



Cloro libre y total, CN-66, Discos color, pk 100

Ref. producto:

223101

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Rango de medición 0,1-3,4 mg/L Cl₂

Especificaciones

Incremento mínimo:	0,2
Método:	Discos de Color/DPD
Modelo de Test Kit:	CN-66
Número de tests:	50 libre, 50 total
Parámetro:	Cloro, rango bajo - Como Cl ₂ Libre y Total
Peso de envío:	1
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 3.4 mg/L Cl ₂ Cl ₂
Tpo de carcasa:	B