



Cloro libre, test kit CN-66F, disco color / DPD, pk 100

Ref. producto: 223102
EUR Precio: Contáctenos
Disponible

Rango de medición 0,1-3,4 mg/L Cl₂

Especificaciones

Incremento mínimo:	0,2
Método:	Discos de color/DPD
Modelo de Test Kit:	CN-66F ²
Nota al pie:	*mg/L a menos que se indique lo contrario, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17,1 mg/L or 17,1 ppm.
Número de tests:	100
Parámetro:	Cloro, rango bajo - Como Cl ₂ libre
Peso de envío:	1
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 3.4 mg/L Cl ₂
Tpo de carcasa:	B