



Bolsa, estéril, WhirlPak, 207 ml, paq. 500

Ref. producto: 2233100
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Aprobado por la Agencia de protección ambiental de Estados Unidos (USEPA). Bolsas transparentes de polietileno descartables. Aberturas esterilizadas con lengüeta para tirar. Se pueden rotular con marcadores o bolígrafos indelebles. Cierre "whirl" se seguridad. Nasco.

Especificaciones

Capacidad:	207 mL
Volumen / tamaño de embalaje:	500