



TEST KIT, CO-1 COLOR 0-500 TEST KIT, CO-1 COLOR 0-500

Ref. producto: 223400
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

La prueba de color Hach interpreta el color aparente que crean las sustancias disueltas que pueden indicar contaminación industrial, agrícola o natural.

El kit de discos de color interpreta el color aparente creado por las sustancias disueltas que pueden indicar contaminación industrial, agrícola o natural

Medición de rango dual

Especificaciones

Incremento mínimo:	5 units
Método:	Disco de color/ Platino APHA – Cobalto estándar
Modelo de Test Kit:	CO-1
Nota al pie:	*mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb = µg/l; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm.
Número de tests:	No Limit
Parámetro:	Color: como unidades de color
Peso de envío:	1.0
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 100 unidades
Rango de medición (2):	0 - 500 unidades
Tpo de carcasa:	D