



Conjunto de equipos y utensilios, agua en aceite

Ref. producto: 2237300
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Test kit modelo WO-1

El test kit modelo WO-1 ofrece datos esenciales para la determinación de la calidad del aceite, el funcionamiento de los conductos para el aceite y el mantenimiento de motores diésel. El kit ha demostrado ser especialmente útil a bordo. El reactivo se envasa en viales monodosis y las partes que están en contacto con la muestra pueden desecharse, por lo que se elimina la tarea de limpieza.

Mide los niveles bajos de agua en aceite

Proporciona datos esenciales en la determinación de la calidad del aceite, funcionamiento de los conductos de aceite y mantenimiento de motores diésel

El reactivo se envasa en viales monodosis y las partes que están en contacto con la muestra pueden desecharse, por lo que se elimina la tarea de limpieza

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.05%
	0.20%
Método:	Desplazamiento volumétrico/ hidruro de calcio
Modelo de Test Kit:	WO-1
Número de tests:	25
Parámetro:	Agua en aceite: como %
Peso de envío:	3,5
Rango de medición:	0,05 - 1%
Rango de medición (2):	0 - 10%
Tpo de carcasa:	no case