



Kit de prueba de disco de colores para ácido sulfhídrico, Modelo HS-WR

Ref. producto: 223801
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

El ácido sulfhídrico, producto de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica, está presente en muchos suministros de agua. Las aguas negras y los residuos industriales son otras fuentes de contaminación por sulfuro. Este compuesto, que es altamente tóxico, tiene un olor característico a huevo podrido,

Método de disco de colores sencillo y rápido

Medición de amplio rango para una flexibilidad máxima

Incluye un kit de tratamiento previo para muestras turbias o coloreadas

El kit contiene todos los reactivos necesarios y el equipo en una caja resistente que se puede transportar para el análisis en terreno

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.01
	0.05
	0.25
Método:	Color disc/ Methylene blue
Modelo de Test Kit:	HS-WR
Número de tests:	30 - 60
Parámetro:	Hydrogen Sulfide - as S^{2-}
Peso de envío:	3.5
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 0.56 mg/L S^{2-} (0.01 incremento más bajo)
Rango de medición (2):	0.05 - 2.0 mg/L S^{2-} (0.5 incremento más bajo)
Rango de medición (3):	0.25 - 10.0 mg/L S^{2-} (0.25 smallest increment)
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye discos de color, caja de comparación y tubos, reactivos, botella de mezcla, instrucciones y caja de transporte.