



Kit de prueba de disco de colores para nitrógeno, nitrito, Modelo NI-6

Ref. producto: 224000
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Peligroso



Utilizando el método simple de disco color/Sulfato ferroso, este kit mide Nitrógeno, Nitrito como NO₂ y contiene 100 tests. Rango (mg/L): 0-100/ 40-2000.

Simple, el método de disco de color de bajo coste es el método visual más exacto

El Kit contiene todos los reactivos y aparatos necesarios en un robusto maletín de transporte para su análisis en campo

Especificaciones

Incremento mínimo:	2
	40
Método:	Disco de color/ Sulfato ferroso
Modelo de Test Kit:	NI-6
Número de tests:	100
Parámetro:	Nitrógeno, Nitrito, rango alto - como NO ₂ ⁻
Peso de envío:	2
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 8/0-1600 mg/L NO ₂ ⁻
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Includes colour disc, comparator box and tubes, reagents, deionised dilution water, instructions and carrying case.