



Kit de prueba de nitrógeno, modelo NI-8

Ref. producto: 224100
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Diseñado para realizar pruebas de amoníaco en agua dulce, este método del kit de disco de colores brinda resultados económicos, rápidos y confiables en un kit con formato fácil de transportar.

Uno de los kits más populares de Hach

El sencillo y económico método de discos de colores es el método de kit de prueba visual más preciso

Obtenga rápidos resultados con el kit de prueba fácil de trasladar

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.1
Método:	Color disc/Nessler reagent
Modelo de Test Kit:	NI-8
Número de tests:	100
Parámetro:	Nitrogen, Ammonia, mid range - For freshwater
Peso de envío:	1
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 3.0 mg/L NH ₃ -N
Tpo de carcasa:	B

Contenido de la caja

Incluye agua desionizada, reactivo, caja de comparación, disco de color, tubo plástico, hoja de instrucciones y caja de transporte.