



Solución Alkali para Dureza Colorimétrica, 100 mL

de producto:

2241732

Peligroso

COP Precio:

Contáctenos

Disponible



Para la determinación colorimétrica de Calcio y Magnesio, 0.05-4.00 mg/L Ca como CaCO₃, 0.05-4.00 mg/L Mg como CaCO₃.

Especificaciones

Método:	Calmagite Colorimetric
Número de tests:	100
Número del método:	8030
Parámetro:	Hardness, Ca and Mg
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	100 mL