



## Solución indicadora Calcio/Magnesio, 100 mL

# de producto:

2241832

Peligroso

COP Precio:

Contáctenos

Disponible



Para la determinación colorimétrica de Calcio y Magnesio en agua.

---

### Especificaciones

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Método:                       | Calmagite Colorimetric         |
| Número de tests:              | 100                            |
| Número del método:            | 8030                           |
| Parámetro:                    | Calcium and Magnesium Hardness |
| Plataforma:                   | Solución                       |
| Volumen / tamaño de embalaje: | 100 mL 100 ml                  |

---

### Accesorios requeridos

- Solución Alkali para Dureza Colorimétrica, 100 mL (Item 2241732)
- Solución EDTA, 1 M, 50 mL SCDB (Item 2241926)