



## Set de reactivos para la determinación de dióxido de cloro, de 0,01 a 1,00 mg/L de ClO<sub>2</sub>

**Ref. producto:**

**2242300**

**Peligroso**

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Para la determinación de dióxido de cloro, método del rojo de clorofenol. Para muestra de 50 mL. 100 tests.

---

### Especificaciones

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Instrumento:       | Todos excepto DR 900 y PC II      |
| Método:            | Rojo de clorofenol                |
| Número de tests:   | 100                               |
| Número del método: | 8065                              |
| Parámetro:         | Dióxido de cloro                  |
| Rango de medición: | 0,01 - 1,00 mg/L ClO <sub>2</sub> |