



Cromo, total, set de reactivos, PP, 0,01-0,70 mg/L de Cr

Ref. producto:

2242500

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Reactivo en polvo en paquetes sellados (PP = sobres de polvo)

para la determinación de cromo total mediante el método de oxidación alcalina con hipobromito. 100 unidades.

Para la determinación de Cromo total mediante el método de oxidación alcalina por hipobromito. Aceptado por EPA para el análisis de aguas residuales. Método Hach 8024. Rango: 0,01-0,70 mg/l Cr. Set compuesto por: reactivo ácido, powder pillow, reactivo de cromo ChromaVer® 3, powder pillow, reactivo de Cromo 1, powder pillow y Cromo 2 para 100 tests.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Descripción:	Set de reactivos para la determinación de cromo total
Instrumento:	Todos excepto DR/850, DR/820, PC II
Método:	Oxidación alcalina por hipobromito
Notas especiales:	El set contiene: sobres de reactivo ácido en polvo (212699), sobres de ChromaVer 3 (1206699) en polvo, sobres de cromo 1 en polvo (204399), sobres de cromo 2 en polvo (204499)
Número de tests:	100
Número del método:	8024
Parámetro:	Cromo, total
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,01 - 0,70 mg/L Cr
Reference method:	SM 3500-Cr D
Vida útil:	21 meses