



Sets de reactivos, cromo, total, 100 tests

Ref. producto: 2242501
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



El set de reactivos para la determinación de cromo total incluye: sobres de reactivo de ácido en polvo, sobres de reactivo de cromo ChromaVer 3 en polvo, sobres de reactivo de cromo 1 en polvo y sobres de reactivo de cromo 2 en polvo. Método: oxidación alcalina por hipobromito. Rango: 0 - 1,500 mg/L. Muestra: 25

Replacement reagent set for Hach PN 222800

Especificaciones

Método: Oxidación alcalina por hipobromito