



Set de reactivos, plomo, método de ditizona (sin posibilidad de envío aéreo)

de producto:

2243100

COP Precio:

Contáctenos

Envío dentro de los 3 primeros días

Peligroso



Para la determinación del plomo, método de ditizona.

Para la determinación de plomo con el método de extracción de ditizona. Aceptado por USEPA (United States Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) para el análisis de aguas residuales mediante el método Hach 8033. Rango: 3 - 300 µg/L Pb. El set incluye reactivos para 100 tests. Para el envío por transporte aéreo, pedido 2243101

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Instrumento:	Todos excepto las series DR 900 y
	DR/800, PCII
Método:	Ditizona
Número de tests:	60 - 100
Número del método:	8033
Rango de medición:	3 - 300 µg/L Pb