



Set reactivos para la determinación de plomo, método de ditizona, configuración para transporte aéreo

de producto: 2243101
COP Precio: Contáctenos
Envío dentro de la 2 segunda semana

Para la determinación de plomo con el método de extracción de ditizona. Aceptado por USEPA (United States Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) para el análisis de aguas residuales mediante el método Hach 8033. Rango: 3 - 300 µg/L Pb. El set incluye reactivos para 100 tests. Envasados para el envío por transporte aéreo.

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Método:	Ditizona
Número de tests:	60 - 100