



Set de nitrógeno amoniacal, salicilato, 25 mL

Ref. producto:

2243700

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Reactivos en polvo en paquete sellado para la determinación de nitrógeno, amoníaco (método del salicilato).

Especificaciones

Instrumento:	DR/4000, DR/3000, DR/2000
Método:	Salicilato
Número de tests:	100
Número del método:	8155
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,01 - 0,50 mg/L NH ₃ -N