



Set de reactivos para la determinación de sulfuro, de 5 a 800 µg/L de S²⁻

Ref. producto:

2244500

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Para la determinación de sulfuro con el método del azul de metileno (colorimétrico). 100 pruebas

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto PC II
Método:	Azul de metileno
Número de tests:	100
Número del método:	8131
Parámetro:	Sulfuro
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	5 - 800 µg/L de S ²⁻