



Phosphorus, Orthophosphate (reactive) Test Kit, Model PO-19

Ref. producto: 224800
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Método/Química: Disco de color/Ácido ascórbico. Rango (mg/l): 0-1, incremento más pequeño: 0,02. Rango (mg/l): 0-5, incremento más pequeño: 0,1. Rango (mg/l): 0-50, incremento más pequeño: 1. Número aproximado de tests 100. Tipo de funda: funda de transporte de 3,5 x 2 x 1,8 cm de polipropileno azul.

Resultados en menos de 5 minutos para muestras de agua limpia

Utiliza un comparador de discos sencillo para mediciones de precisión

El modelo PO-19A contiene un aparato de filtrado para muestras turbias

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.02
	0.10
	1
Método:	Disco de color/Ácido ascórbico
Modelo de Test Kit:	PO-19
Número de tests:	100
Parámetro:	Fósforo, ortofosfato (reactivo): como PO ₄ ³⁻
Peso de envío:	3.1
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 0.8 mg/L PO ₄
Rango de medición (2):	0 - 4 mg/L PO ₄
Rango de medición (3):	0 - 40 mg/L PO ₄
Tpo de carcasa:	R