



Phosphorus, Orthophosphate (Reactive) Test Kit, Model PO-19A

Ref. producto: 224801
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método visual más preciso

El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método visual más preciso

Consiga resultados rápidos con un test kit de fácil transporte

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.02
Método:	Disco de color/Ácido ascórbico
Modelo de Test Kit:	PO-19A
	(incluye filtrado para muestras turbias).
Número de tests:	100
Parámetro:	Fósforo, ortofosfato (reactivo): como PO_4^{3-}
Peso de envío:	3.7
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 0.8 mg/L PO_4
Rango de medición (2):	0 - 4 mg/L PO_4
Rango de medición (3):	0 - 40 mg/L PO_4
Tpo de carcasa:	F