



Test kit, fosfato, modelo PO-23

Ref. producto: 224902
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método para el kit de muestras visual más preciso.

El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método para el kit de muestras visual más preciso

Consiga resultados rápidos con un kit de prueba de fácil transporte

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.1
	1
Modelo de Test Kit:	PO-23
Número de tests:	100
Número del método:	Disco de color/ácido ascórbico
	para muestras claras
Parámetro:	Ortofosfato/metafosfato - como PO_4^{3-}
Peso de envío:	4
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0,1 - 4 mg/L PO_4
Rango de medición (2):	1 - 40 mg/L PO_4
Tpo de carcasa:	F