



Kit de pruebas de fosfato, total de ortofosfato/metafosfato, modelo PO-24

Ref. producto: 225001
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



El kit proporciona la medición de ortofosfato (reactivo) y metafosfato (condensado) [se requiere la digestión de ácidos en caliente]

El kit proporciona la medición rápida de ortofosfato (reactivo) y metafosfato (condensado) [se requiere la digestión de ácidos en caliente]

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.02
	0.1
	1
Método:	Color disc/Ascorbic acid
Modelo de Test Kit:	PO-24
Número de tests:	100 Clear
	100 Turbid
Parámetro:	Phosphate, total ortho-/meta- - As PO_4^{3-}
Peso de envío:	4.5
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 0.8
Rango de medición (2):	0 - 4
Rango de medición (3):	0 - 40
Tpo de carcasa:	F

Contenido de la caja

Incluye cinco reactivos, disco de color, caja de comparación, adaptador de visualización, dos tubos de visualización, frasco, tubo cuentagotas, quemador y tapa, abrazadera del tubo de prueba, embudo, papel filtrante, agua desionizada, instrucciones y caja