



Kit de prueba de acondicionamiento de agua, Modelo SO-1

Ref. producto: 225300
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

"Demo" de dureza/jabón para material de apoyo para ventas en acondicionamiento de agua. Utilice métodos de conteo de gotas para demostrar la relación entre la dureza y el consumo de jabón. Nota: aunque entrega una verificación rápida de la relación entre dureza y jabón, es menos exacto que la titulación

Utiliza métodos de conteo de gotas para demostrar la relación entre la dureza y el consumo de jabón.

Entrega una verificación sencilla, económica y rápida

El kit contiene todos los reactivos necesarios y el equipo en una caja resistente que se puede transportar para el análisis en terreno

Especificaciones

Parámetro:	Soap Demonstration
Rango de medición:	1 drop = 1gpg as CaCO_3

Contenido de la caja

Incluye solución jabonosa, tubo de prueba, tapón y hoja de instrucciones.