



Kit de prueba de cloro (total), Modelo CN-65

Ref. producto: 225401
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

El cloro no solo es el desinfectante más utilizado para el agua potable; también es importante para sanear piscinas, torres de refrigeración, otros equipos industriales y en el tratamiento de las aguas residuales municipales. La medición y el control del cloro son vitales para la seguridad

Utiliza titulación por conteo de gotas: un método de titulación sencillo y económico

El kit contiene todos los reactivos necesarios y el equipo en una caja resistente que se puede transportar para el análisis en terreno

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.2
Método:	1 Drop count titration/ Thiosulfate
Modelo de Test Kit:	CN-65
Número de tests:	100
Parámetro:	Chlorine, mid and high range - As total Cl ₂
Pasos de incremento mínimos:	1
Peso de envío:	2
Plataforma:	Valorador recuento de gotas
Rango de medición:	-
Rango de medición (2):	1 - 20 mg/L
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye tres reactivos, tubo, botella, frasco, hoja de instrucciones y caja de transporte.