



Kit de prueba de sílice, SI-7, 0,02 - 1,0 mg/L SiO₂

Ref. producto: 2255000
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Método de disco de color simple de bajo coste para determinación de sílice.

Popular en muchas aplicaciones industriales, como las turbinas de las calderas susceptibles a la formación de costras

Ofrece resultados rápidos con un kit fácil de transportar

El método de disco de colores, sencillo y económico, es el método para kit de pruebas visuales más exacto

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.02
Modelo de Test Kit:	SI-7
Número de tests:	100
Peso de envío:	2.5
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 1 mg/L SiO ₂
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye tres reactivos, tubo de visualización, caja de comparación de color, discos de color, adaptador de visualización, botella, tapón, hoja de instrucciones y caja de transporte.