



Be Right™



Matraz, destilación

Ref. producto: 2264649
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Diseñado para uso con el equipo de destilación para propósitos generales. Base redonda, capacidad para 500 mL. Cuello largo con ramificación y puerto para termómetro. El cuello se extiende 90 mm sobre el cuerpo del matraz y la ramificación se extiende 150 mm sobre el cuerpo del matraz. El cuello y la ramificación tienen 20 - 400 s

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 1 each