



Be Right™



Tubo, J (...)

Ref. producto:

2264900

EUR Precio:

Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Diseñado para usar con el aparato de destilación de uso general. Parte inferior redondeada, 500 mL de capacidad. Cuello largo con empalme y puerto de termómetro. El cuello se extiende 90 mm sobre el cuerpo del matraz y el empalme se extiende 150 mm sobre el cuerpo del matraz. El cuello y el empalme tienen 20 - 400 s

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje:

1 each