



Be Right™



Condensador

Ref. producto: 2265000

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Diseñado para su utilización con el destilador de uso general. Fondo redondo, capacidad para 500 mL. Cuello largo con ramificación y puerto para termómetro. El cuello se extiende 90 mm sobre el cuerpo del matraz y la ramificación se extiende 150 mm sobre el cuerpo del matraz. Tanto el cuello como la ramificación presentan un acabado de rosca 20-400. El puerto para termómetro presenta un acabado de rosca 13-425.

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 1 cada una