



Burbujeador de gas, tubo de difusión MDM

Ref. producto: 2265600
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Diseñado para usar con el aparato de destilación de uso general. Parte inferior redondeada, 500 mL de capacidad. Cuello largo con empalme y puerto de termómetro. El cuello se extiende 90 mm sobre el cuerpo del matraz y el empalme se extiende 150 mm sobre el cuerpo del matraz. El cuello y el empalme tienen 20 - 400 s

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 1 each