



Equipo de destilación, set de cianuro (se requiere un set de uso general y una placa calefactora)

Ref. producto: 2265800
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Configuración rápida para el pretratamiento de muestras.

Configuración rápida para el pretratamiento de muestras. Los sets de destilación incluyen únicamente instrumental de vidrio aprobado por la EPA. Configuración sencilla, puesto que únicamente recibirá las piezas que necesita. Procedimientos ilustrados paso a paso que simplifican la destilación.

Los sets de destilación incluyen todo lo que necesita para cumplir los requisitos de destilación de la EPA

Configuración sencilla, puesto que únicamente recibirá las piezas que necesita

Procedimientos ilustrados paso a paso que simplifican la destilación

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 1 cada una