



Sodio Tiosulfato, cartucho para valorador digital, 0,113 N

Ref. producto: 2267301
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de la próxima semana

Solución de valoración preparada para el análisis de cloro total, 20-2000 mg/l Cl₂.

Para la determinación de Cloro mediante la valoración iodométrica con Digital Titrator. 0,113 N, dígitos x 0,1 = mg/l Cl₂ en una muestra de 5 ml, dígitos x 0,000141 = meq. 40-100 tests aproximadamente

Resultados exactos - cuando y donde usted los necesita

El método Digital Titrator utiliza un aparato de dispensación de alta precisión y cartuchos de un valorante concentrado que permiten realizar los análisis en el laboratorio, en la planta o en campo.

Rápido y Versátil

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar de valorante en cuestión de segundos. Sin necesidad de limpieza o aclarado de buretas.

Versátil

Existen más de 50 combinaciones de parámetro/rango disponibles

Económico

Los valorantes concentrados permiten realizar aproximadamente unas 40-100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Método:	Iodométrico
Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8209
Parámetro:	Cloro total
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	20 - 2000 mg/L Cl ₂
Valorante:	0,113 N Na ₂ S ₂ O ₃