



Cartucho de valorador digital, tiosulfato de sodio, 0,2068N

Ref. producto: 2267601
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Para la determinación de cromato mediante valorador digital. 0,2068 N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$. Dígitos x 0,2 = mg/L CrO_4 en una muestra de 50 mL.

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten aprox. 40 - 100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Método:	Iodométrico
Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8211
Parámetro:	Cromato
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	20 - 400 mg/L CrO_4
Valorante:	0,2068 N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$