



Cartucho de valorador digital de solución estándar de cerio, 0,500 N

de producto: 2270701
COP Precio: Contáctenos
Disponible

Cartucho estándar de cerio para valorador digital. 0,500 N, dígitos x 0,105 - g/L H₂O₂ en una muestra de 0,1 mL, dígitos x 0,000625 = meq. Estabilidad limitada

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten aprox. 40 - 100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Descripción:	Cartucho de valoración de solución estándar de cerio, 0,5 N
Método:	Valoración de iones de cerio
Número de tests:	25
Número del método:	8351
Parámetro:	Nitrito
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	100 - 2500 mg/L NaNO ₂
Valorante:	Iones de cerio, 0,5 N