



Set de reactivos, dureza (total), valorador digital, rango completo

Ref. producto:

2272000

EUR Precio:

Contáctenos

Envío dentro de la próxima semana

Peligroso



Para la determinación de la dureza total, 10 - 160 mg/L CaCO₃. Método EDTA.

Para la determinación de la dureza total mediante valoración de EDTA con valorador digital usando indicador de calmagita. Rango: 10 - 160 y 100 - 4000 mg/L como CaCO₃. El set contiene: indicador ManVer 2, solución tampón de dureza 1 y un cartucho de EDTA de 0,0800 M y otro de 0,800 M.

Resultados exactos siempre que los necesite

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten 40 - 100 valoraciones típicas por cartucho.

Especificaciones

Método:

Valoración de EDTA