



Set de reactivos para la determinación de la dureza (cálcica y total), valorador digital

Ref. producto: 2272100
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de la próxima semana

Peligroso



Para la determinación de la dureza total y cálcica mediante valoración de EDTA con valorador digital. Rangos: 10 - 160 y 100 - 4000 mg/L CaCO_3 . El set de reactivos contiene: solución tampón (dureza 1), sobres de reactivo en polvo indicador de calcio CalVer 2, sobres de reactivo en polvo indicador de dureza ManVer 2, solución de hidróxido de potasio (8 N), cartuchos de valoración de EDTA (1 de cada) (0,800 M y 0,0800 M).

Resultados exactos siempre que los necesite

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten 40 - 100 valoraciones típicas por cartucho.

Especificaciones

Método: Valoración de EDTA