



Set de reactivos, sulfito, valorador digital

Ref. producto:

2272300

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Para la determinación de sulfito, 4->400 mg/L SO₃.

Para la determinación de sulfito mediante el valorador digital de yodato-yoduro, método Hach 8216. Rango: 4 - 400+ mg/L SO₃. El set de reactivos incluye: Sobres de reactivo en polvo de oxígeno disuelto 3, cartucho de yodato-yoduro (0,3998 N) e indicador de almidón. 40 - 100 tests aproximadamente

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten aprox. 40 - 100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Método:	Yodato-yoduro
Número de tests:	100
Número del método:	8216
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	4 - > 400 mg/L SO ₃ ²⁻