



## Set de reactivos para acidez, valorador digital

**Ref. producto:** 2272800  
**EUR Precio:** Contáctenos  
**Llamar para consultar fecha de envío**

**Peligroso**



Sobres de reactivo en polvo indicador y cartuchos de valoración para la determinación de la acidez: naranja de metilo 10 - 160 mg/L  $\text{CaCO}_3$  y fenolftaleína 100 - 4000 mg/L  $\text{CaCO}_3$ .

Para la determinación de la acidez mediante valoradores digitales, con puntos finales de naranja de metilo (mediante indicador azul de bromofenol) y fenolftaleína. Métodos de Hach 8201 (naranja de metilo) y 8202 (fenolftaleína). Rangos: 10 - 160 y 1000 - 4000 mg/L como  $\text{CaCO}_3$ . El set de reactivos incluye: sobres de reactivo en polvo de azul de bromofenol, sobres de reactivo en polvo de fenolftaleína y dos cartuchos de hidróxido de sodio (0,1600 N y 1,600 N). Para 40 - 100 tests aproximadamente

### Resultados exactos siempre que los necesite

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

### Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

### Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

### Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten aproximadamente 40 - 100 valoraciones por cartucho.

---

## Especificaciones

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Número de tests:       | 100                             |
| Número del método:     | 8201 (MO)                       |
| Plataforma:            | Valorador Digital               |
| Rango de medición:     | 10 - 160 mg/L                   |
| Rango de medición (2): | 100 - 4000 mg/L $\text{CaCO}_3$ |