



Hierro, Reactivo Powder Pillows (TPTZ), 0.012-1.800 mg/l Fe

Ref. producto:

2275699

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de bajos niveles de Hierro. Para muestras de 25 ml.

Especificaciones

Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	TPTZ
Número de tests:	100
Número del método:	8112
Parámetro:	Iron
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,012 - 1,800 mg/L Fe
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /pk