



Ácido p-toluensulfónico de glicina, 25 g

Ref. producto: 2278024
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Estándar de TKN-proteína (PTSA de glicina): 5,665 % de N, 35,40 % de proteína cruda. Para comprobar la exactitud y la recuperación de la digestión en las determinaciones de nitrógeno total y TKN. Botella de 25 g. Consulte 2277800 para el set completo de tres estándares con resistencia creciente a la digestión.

Especificaciones

Plataforma: Jar