



Agar R2A, deshidratado, 500 g

# de producto:	22810-34
COP Precio:	Contáctenos
Disponible	

Medio con nivel bajo de nutrientes para recuento y cultivo de bacterias de agua potable. Se utiliza para métodos de vertido o extensión en placa y MF; descritos en la 16ª edición de los métodos estándar. Se recomienda para predecir la nitrificación de forma más exacta en sistemas de agua potable con cloraminas como desinfectante secundario.

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje:	500 g
-------------------------------	-------