



Solución tampón de pH, pH 4,01 (500 mL)

Ref. producto: 2283449.99
EUR Precio: Contáctenos
Disponible

Solución tampón de calidad, codificada en color rojo para poder identificarla fácilmente. Certificada por el NIST. Tiene un pH de $4,01 \pm 0,02$ a 25 °C.

Especificaciones

Concentración:	4,01 $\pm$ 0,02 pH
Descripción:	Solución tampón (codificada en color rojo) (NIST)
Parámetro:	pH
Plataforma:	Solución
Valor(es) de pH:	4.01
Vida útil:	18 meses a partir de la fecha de producción
Volumen / tamaño de embalaje:	500 mL
¿Codificada por colores?:	Sí