



Solución tampón, pH 7,00, codificada en color amarillo, 20 L

Ref. producto: 2283561
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Soluciones tampón de pH estándar para análisis de laboratorio y en campo

Solución tampón de pH estándar para calibrar electrodos de pH. Solución tampón de pH codificada por colores para su fácil identificación. pH 7,00 $\pm$ 0,02 a 25 °C. Embalaje en forma de bolsa en caja de 20 L compuesto por una bolsa plegable dentro de una caja de cartón corrugado de color blanco. Tamaño del embalaje ideal para laboratorios que hagan un gran volumen de análisis de pH.

Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST

Ya sea en el laboratorio o en campo, es fundamental obtener resultados de confianza en las mediciones. La calidad de las soluciones tampón de pH estándar que se utilizan es muy importante.

Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de pH es un buen cuidado y calibración del electrodo de pH.

Embalaje fiable

Se suministra en un embalaje hermético que garantiza su periodo de validez.

Especificaciones

Ajustes del envase:	Bolsa en caja (BiB)
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Descripción:	Tampón de calibración de pH
Notas especiales:	Período de validez observado una vez abierto (en las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas): 6 meses
Trazable a NIST:	Sí
Valor(es) de pH:	7,00 $\pm$ 0,02 pH a 25 °C
Vida útil:	24 meses
Volumen / tamaño de embalaje:	20 L
¿Codificada por colores?:	Sí