



Kit de prueba de peróxido de hidrógeno, Modelo HYP-1

Ref. producto: 2291700
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

El kit de prueba de peróxido de hidrógeno, Modelo HYP-1 (como H₂O₂) utiliza titulación por conteo de gotas y contiene aproximadamente 100 pruebas.

Utiliza titulación por conteo de gotas: un método de titulación sencillo y económico

El kit contiene todos los reactivos necesarios y el equipo en una caja resistente que se puede transportar para el análisis en terreno

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.2
	1
Método:	Drop count titration/ Thiosulfate
Modelo de Test Kit:	HYP-1
Número de tests:	100
Parámetro:	Hydrogen Peroxide - As H ₂ O ₂
Peso de envío:	2.5
Plataforma:	Valorador recuento de gotas
Rango de medición:	-
Rango de medición (2):	1 - 10 mg/L
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye tres reactivos, frasco, celda de muestra, tubo de medición, cuentagotas, hoja de instrucciones y caja de transporte.