



Cartucho de valorador digital, sulfato ferroso de etilendiamonio, 0,00564 N

Ref. producto: 2292301

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Peligroso



Para la determinación de cloro mediante valorador digital utilizando un indicador con DPD para la determinación de cloro libre o total. Método Hach 8210. Rango: Hasta 3,00 mg/L Cl₂. 0,00564 N FEAS. Dígitos x 0,01 = mg/L Cl₂ en una muestra de 25 mL.

Especificaciones

Método:	DPD-FEAS
Parámetro:	Cloro libre
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	0 - 3,00 mg/L Cl ₂
Rango de medición (2):	Cloro total
Valorante:	0,00564 N FEAS